

TECHNICKÝ LIST



Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth - CD 51011006

VLASTNOSTI:

Šířka:	30,6 cm
Délka:	20,3 cm
Výška:	15,5 cm
Typ náplně:	sklad/obchod
Hmotnost:	1,3 kg
Materiál:	ABS plast / polykarbonát
Barva:	zelená
Expirace:	5 let

POPIS VÝROBKU:

Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth obsahuje produkty určené na ošetření drobných ran. Všechny náplasti jsou snadno dostupné a chráněné proti prachu a vlhkosti průhledným víkem. Náhradní náplně se vyměňují pomocí speciálního klíče. Zásobník náplastí obsahuje náplasti různých velikostí a také měkkou pěnovou samoadhezivní voděodolnou bandáž, kterou můžete odříznout podle potřeby přímo v zásobníku. Zásobník náplastí obsahuje zdravotnické prostředky s označením CE.

VÝHODY:

- výrobek splňuje nejvyšší světové standardy a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu organizace 5S,
- Cederroth je držitel ocenění za produktový a komunikační design reddot.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Zásobník náplastí a péče o rány Cederroth je malá stanice první pomoci užitečná při ošetření menších poranění. Stanice je ideální jako lékárnička do kanceláře nebo jiného provozu, kde jde často právě jen o malá poranění. Čistícími



ubrousky, které jsou jednotlivě balené, si nejdřív ránu očistíte. Poté vyberete vhodný typ náplasti. Pěnová samoadhezivní bandáž je vhodná pro případy, pokud často přijdete do styku s vodou. Ostatní náplasti - textilní náplast, plastovou náplast nebo extra velkou náplast - vyberete podle velikosti rány a vašich potřeb. Náplasti jsou po vyjmutí ihned k nalepení, což mimo jiné brání odcizení. Náplň s náplastmi vyměníte pomocí speciálního červeného klíče snadno a rychle.

SLOŽENÍ LÉKÁRNIČKY:

- 1x Čisticí ubrousky na poranění Salvequick (x40) (CD 3227)
- 1x Pěnová bandáž Salvequick (CD 51011010)
- 1x Náplasti textilní Salvequick (x40) (CD 6444)
- 1x Náplasti plastové voděodolné Salvequick (x45) (CD 6036)
- 1x Náplasti textilní extra velké Salvequick (x21) (CD 6470)
- 1x Klíč pro doplňování náplní

DOPORUČENÍ:

Cederoth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

Náplasti Salvequick

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

Pěnová bandáž Salvequick

1. Integrovaným řezákem odříznete potřebný kus bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

V Praze dne 25. 5. 2023