

TECHNICKÝ LIST



Zásobník detekovatelných náplastí a péče o rány Cederroth - CD 51011009

VLASTNOSTI:

Šířka:	30,6 cm
Délka:	20,3 cm
Výška:	15,5 cm
Typ náplně:	sklad/obchod
Hmotnost:	1,3 kg
Materiál:	ABS plast / polykarbonát
Barva:	zelená
Expirace:	5 let

POPIS VÝROBKU:

Zásobník detekovatelných náplastí a péče o rány Cederroth obsahuje produkty určené na ošetření drobných ran. Náplasti můžete najít detektorem kovů. Proto se tato stanice hodí do provozů, kde je nutné ji najít, pokud dojde ke ztrátě náplasti. Všechny náplasti jsou snadno dostupné a chráněné proti prachu a vlhkosti průhledným víkem. Náhradní náplně se vyměňují pomocí speciálního klíče. Zásobník náplastí obsahuje náplasti různých velikostí a také měkkou pěnovou samoadhezivní voděodolnou bandáž, kterou můžete odříznout podle potřeby přímo v zásobníku. Zásobník náplastí obsahuje zdravotnické prostředky s označením CE.

VÝHODY:

- výrobek splňuje nejvyšší světové standardy a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu organizace 5S,
- Cederroth je držitel ocenění za produktový a komunikační design reddot.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Zásobník detekovatelných náplastí a péče o rány Cederroth je malá stanice první pomoci užitečná při ošetření menších



poraněních. Stanice je ideální jako **lékárnička do kanceláře nebo jiného provozu**, kde jde často právě jen o malá poranění. Čisticími ubrousky, které jsou jednotlivě balené, si nejdřív ránu očistíte. Poté vyberete vhodný typ náplasti. Pěnová **samoadhezivní bandáž** je vhodná pro případy, pokud často přijdete do styku s vodou. Ostatní náplasti - textilní náplast, plastovou náplast nebo extra velkou náplast - vyberete podle velikosti rány a vašich potřeb. Náplasti jsou po vyjmutí ihned k nalepení, což mimo jiné brání odcizení. Náplň s náplastmi vyměníte pomocí speciálního červeného klíče snadno a rychle.

SLOŽENÍ LÉKÁRNIČKY:

1x Čisticí ubrousky na poranění Salvequick (x40) (CD 3227)

1x Pěnová bandáž Salvequick (CD 51011010)

1x Náplasti detekovatelné Salvequick (x35) (CD 51030127)

1x Náplasti detekovatelné na konečky prstů/s polštářky Salvequick (x30) (CD 51030126)

1x Klíč pro doplňování náplní

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

Náplasti Salvequick

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

Pěnová bandáž Salvequick

1. Integrovaným řezákem odříznete potřebný kus bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

V Praze dne 25. 5. 2023