

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Stanice pro výplach očí 2 x 500 ml Cederroth

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Výplach očí

- Otevřete víčko láhve.
- Přiložte k postiženému oku.
- Vyplachujte dokud je potřeba, dokud nedojde roztok nebo dokud se nedostanete k oční sprše.

#### Zásobník náplastí Salvequick

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.