

NÁVOD K POUŽITÍ



Výplach očí Cederroth (CD 725200)

NÁVOD K POUŽITÍ:

Výplach očí pro opláchnutí cizích částic a nebezpečných látek.

Při zasažení kyselinou/alkaliemi použijte několik lahviček, vyjměte lahvičku pohybem, který je zobrazen na obalu lahvičky, přiložte k oku, oplachujte alespoň 5 - 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepoužívejte, pokud není roztok čirý a láhev neporušená.

Určeno pro vnější použití.

Nepoužívejte u dětí mladších 3 let.

Složení: Izotonický roztok chloridů sodných, pufrovaný boritanem

