

TECHNICKÝ LIST



Obklad s gelem na popáleniny/maska Cederroth - CD 51011014

VLASTNOSTI:

Šířka:	23 cm
Délka:	32 cm
Výška:	1,6 cm
Typ náplně:	popáleniny
Počet ks v balení:	1 ks
Materiál:	polyuretan
Barva:	bílá
Expirace:	5 let

POPIS VÝROBKU:

Obklad s gelem na popáleniny/maska Cederroth napuštěný hydrogelem pro první pomoc a okamžité ošetření drobných popálenin, opaření a popálenin. Gel rychle ochlazuje a uklidňuje zranění, zabraňuje dalšímu poškození tkáně a nabízí rychlou a dlouhotrvající úlevu od bolesti. Obvaz má perforovaná místa, která roztrhnete a vzniknou otvory pro oči, nos a ústa, pokud obklad chcete použít jako obličejovou masku. Obvaz je zabalen v uzavřených, sterilizovaných sáčcích, které lze snadno roztrhnout. Obklad s gelem na popáleniny/maska Cederroth je součástí lékárničky na popáleniny CD 51011013. Obklad s gelem na popáleniny/maska Cederroth má označení CE. Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Pro maximální ochranu uchovávejte v původním balení až do použití.

VÝHODY:

- výrobek splňuje nejvyšší světové standardy a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu organizace **5S**,
- Cederroth je držitel ocenění za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:



Obklad s gelem na popáleniny/maska Cederroth poskytuje rychlé ochlazení a účinné zmírnění bolesti při popáleninách prvního a druhého stupně. Chladivý efekt snižuje bolest a otoky a zabraňuje zranění proniknout hlouběji pod kůži. Vhodné pro větší popáleniny, jako jsou nohy, paže nebo hrudník. Lze také použít jako masku na obličej. Podle potřeby odtrhněte části obvazu v předem vyříznutých otvorech pro oči, nos a ústa. Použití je snadné díky jasným pokynům.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

V Praze dne 25. 5. 2023