

# TECHNICKÝ LIST



## Certifikovaná uzamykatelná skříň pro skladování chemikálií B80-6185-A

### TECHNICKÁ DATA:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Hlavní vnější rozměry:          | 950 × 500 × 1950 mm (d × h × v)            |
| Hlavní vnitřní rozměry:         | 910 × 440 × 1903 mm (d × h × v)            |
| Počet dveří:                    | 2 - ocelové s průhledným akrylátovým sklem |
| Hmotnost:                       | 76 kg                                      |
| Objem záchytné vany:            | 30 l                                       |
| Objem záchytné police:          | 20 l                                       |
| Počet polic:                    | 3  |
| Nosnost police:                 | 50 kg                                      |
| Nosnost záchytné vany:          | 100 kg                                     |
| Interval nastavení výšky polic: | 25 mm                                      |
| Materiál:                       | ocelový plech o tloušťce 3 mm              |
| Povrchová úprava:               | prášková barva                             |
| Barva:                          |  |
| - skříň:                        | světle šedá RAL 7035                       |
| - dveře:                        | červená RAL 3000                           |
| <b>Celková kapacita:</b>        |  |
| - záchytný objem:               | 90 l                                       |
| - nosnost:                      | 200 kg                                     |

### CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin  
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09-  
těsnost spojů a svárů)

### POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Skříň je vybavena záchytnou vanou a třemi výškově nastavitelnými policemi se záchytným objemem. Dveře jsou vybaveny větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah nečistištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci. **Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

**POUŽITÍ:**

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a záchytné police chemicky odolnou polyetylenovou vložkou.

**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- Přídavná police se záchytným prostorem **B80-2826-A**
- Polyetylenová vložka do záchytné police **B80-2830-A**
- Přídavná výsuvná police se záchytným prostorem **B80-2871-A**
- Polyetylenová vložka pro výsuvnou záchytnou polici **B80-6525-A**
- Polyetylenová vložka a pro spodní záchytnou vanu **B80-2828-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
  - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**  
Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
  - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
  - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **B80-2882-A**

**Důležité upozornění:**

**Polyetylenové vložky do záchytné vany, záchytných polic a do výsuvných záchytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policemi.**

**NÁVOD:**

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

**Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.**