

# TECHNICKÝ LIST



## Dlouhé detekovatelné náplasti na prst Salvequick - CD 6796

### VLASTNOSTI:

Šířka:	12 cm
Výška:	2 cm
Počet ks v balení:	6 x 39 ks
Materiál:	plast
Barva:	modrá
Expirace:	5 let

### POPIS VÝROBKU:

Dlouhé detekovatelné náplasti na prst Salvequick jsou prodloužené náplasti s polštářkem. Díky prodloužení náplasti lépe drží na prstech. Dlouhé detekovatelné náplasti na prst Salvequick jsou **speciálně navrženy pro použití v potravinářském průmyslu**. Náplasti jsou detekovatelné většinou detektorů kovů používaných v potravinářském průmyslu. Modrá barva usnadňuje viditelnost náplastí.

### POUŽITÍ:

Dlouhé detekovatelné náplasti na prst Salvequick ze zásobníku snadno **vytáhnete jednou rukou**. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat. Celou náplň vyměníte snadno a rychle pomocí speciálního klíče. Klíč zasunete do zámku, vyjmete starou náplň a vložíte novou. Skladujte při pokojové teplotě v původních obalech.

### DOPORUČENÍ:

**Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni**

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

### OBSAH BALENÍ:

39x náplasti na prst dlouhé detekovatelné Salvequick - 12 x 2 cm

### NÁVOD K POUŽITÍ:



- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

V Praze dne 25. 5. 2023