



*Rozsah*  
**PRVNÍ POMOC  
STAVEBNICTVÍ  
A VÝROBA**



## CEDERROTH STANICE PRVNÍ POMOCI

Stanice první pomoci Cederroth obsahuje prostředky, díky kterým ošetříte mnoho druhů zranění. Průhledná dvířka chrání prostředky před prachem a nečistotami. V našem výdejníku jednoduše zatáhnete za náplast směrem dolů, což brání tomu, že by se jakékoliv nečistoty nebo krev dostaly na jiné náplasti. Díky skladovacímu místu navíc můžete svoji stanici přizpůsobit svým potřebám na pracovišti. Na stanici a na obalech prostředků jsou vytištěny jasné a srozumitelné pokyny pro první pomoc.



### STANICE PRVNÍ POMOCI CEDERROTH

REF 490920

Rozměry: Š 29 x V 56 x H 12 cm

- 2 obvazy k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1910)
- 3 obvazy mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1911)
- 2 (x 2) obklady s gelem na popáleniny Cederroth (REF 901900)
- 1 čistící sprej na oči a rány Cederroth 150 ml (REF 726000)
- 1 zásobník náplastí Salvequick včetně
- 1 (x45) plastové náplasti (REF 6036) a
- 1 (x 40) textilní náplasti (REF 6444)
- 1 (x 20) ubrousků na ošetření ran Salvequick (REF 323700)
- 1 ochranná sada Cederroth (REF 2596)
- 1 pokyny pro první pomoc
- 1 klíč pro doplňování zásob

## CEDERROTH ZÁSOBNÍK NÁPLASTÍ A PÉČE O RÁNY

Vše, co potřebujete k ošetření menších ran, je v praktickém výdejníku. Zásobník náplastí a péče o rány je chytrý doplněk pro sadu pro první pomoc a lze jej umístit poblíž míst, kde je riziko řezných ran. Obsahuje modrou bandáž z měkké pěny, samoadhezivní náplast neobsahující lepidlo, která zůstává na svém místě i ve vodě. Zásobník také obsahuje ubrousky na otření rány a velké množství náplastí různých velikostí.

- Integrovaný zásobník modré pěnové bandáže v roli 4,5 m.
- Ochranný kryt proti prachu uchovává obsah čistý.



### ZÁSOBNÍK NÁPLASTÍ A PÉČE O RÁNY CEDERROTH

REF 51011006

Rozměry: Š 20 x V 31 x H 16 cm

- 1 (x 40) čistících ubrousků na poranění Salvequick (REF 3227)
- 1 modrá pěnová bandáž Cederroth 4,5 m (REF 51011010)
- 1 (x 40) textilních náplastí Salvequick (REF 6444)
- 1 (x 45) plastových náplastí Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 21) extra velkých textilních náplastí Salvequick (REF 6470)
- 1 klíč pro doplňování zásob





# CEDERROTH STANICE PRO VÝPLACH OČÍ

## NEUTRALIZAČNÍ ROZTOK ZVÝŠUJE ŠANCI NA ZÁCHRANU VAŠICH OČÍ!

Roztok k vyplachování očí Cederroth působí tak, že neutralizuje hodnotu pH v očích, tj. neutralizuje účinek zásaditých nebo kyselých látek stříknutých do očí. Má rychlejší účinky než běžný roztok chloridu sodného.\*  
Doba trvanlivosti 4,5 roku.

### INTEGROVANÁ OČNÍ MISKA PŘIVÁDÍ TEKUTINU DO OKA BEZ ZBYTEČNÉHO ODTÉKÁNÍ JINÝM SMĚREM

Oční miska pomáhá udržovat oko otevřené při vyplachování. Kolega může pohledem přes průhlednou misku kontrolovat, jestli je oko otevřené.



JEDINEČNÝ  
DESIGN



Neutra-  
lizační  
účinek\*



reddot design award  
winner 2011

### STANICE PRO VÝPLACH OČÍ CEDERROTH REF 721500 Rozměry: Š 29 x V 56 x H 12 cm

2 (x 500 ml) výplach očí Cederroth (REF 725200)  
1 zásobník náplastí Salvequick včetně  
40 textilních náplastí (REF 6444)  
45 plastových náplastí (REF 6036)  
1 ks pokynů k výplachu očí  
1 klíč k dávkovači



## CEDERROTH VÝPLACH OČÍ A DRŽÁK NA ZEĎ



### VÝPLACH OČÍ REF 725200

Neutralizační roztok pro výplach očí Cederroth 2 x 500 ml. Má neutralizační účinek při zasažení jakýmkoliv zásaditými nebo kyselými látkami.\* Naše jedinečná miska na oči udržuje oči otevřené a zajišťuje, že oko vypláchnete co nejúčinněji. Doba



### DRŽÁK NA ZEĎ REF 7200

Pro sadu k vyplachování očí 500 ml (REF 725200). Obsahuje fluorescenční tabulku s pokyny. Rozměry: Š 9 x V 27 x H 7 cm.



### KAPESNÍ VÝPLACH OČÍ CEDERROTH, REF 7221

235 ml izotonického chloridu sodného neutralizační boritanem bez konzervantů k jednorázovému použití. Doba trvanlivosti 4,5 roku.



### POUZDRO NA KAPESNÍ VÝPLACH OČÍ, REF 720300

Zelené nylonové pouzdro s poutkem na opasek pro kapesní model přípravku na výplach očí Cederroth (REF 7221). Rozměry: Š 8 x V 16 x H 4,5 cm

\*Obecně je účinnější na zásady než na kyseliny.

# CEDERROTH LÉKÁRNIČKA EXTRA VELKÁ

Robustní a odolný kufr pro první pomoc vyrobená z tvrdého plastu s výdejníkem náplastí na vnější straně. Krabice chrání před nárazy, prachem a vlhkem. Dobře organizovaná, včetně rukavic, nůžek a dýchací masky ve víku. Červené štítky na náhradní náplně ukazují, kde musíte doplnit materiál. Lékárníčka je jasně zelená a žlutá, díky čemuž je snadno viditelná z dálky. Prostor pro přípravek na výplach očí nebo jiné potřeby dle vašeho výběru.



## LÉKÁRNIČKA EXTRA VELKÁ

REF 390103

Rozměry: Š 42 x V 11,8 x H 30 cm

- 3 obvazy k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1910)
- 4 obvazy mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1911)
- 2 obinadla 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 chladicí obklad Salvequick (REF 219600)
- 1 čistící sprej na oči a rány Cederroth (REF 726000)
- 1 (x 45) plastových náplastí Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 40) textilních náplastí Salvequick (REF 6444)
- 10 čistících ubrousků Salvequick (REF 1880)
- 3 sterilní metalizované obklady Cederroth 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 síťové obvazy (REF 1893)
- 2 obklady s gelem na popáleniny (REF 901900)
- 2 modré pěnové bandáže Cederroth 6 cm x 40 cm (REF 666150)
- 1 resuscitační rouška (REF 2596)
- 4 páry rukavic (REF 2596)
- 4 čistící ubrousky na ruce Salvequick (REF 2596)
- 1 nouzová přikrývka (REF 1892)
- 1 nůžky (REF 270002)
- 1 pinzeta (REF 1875)
- 1 seznam obsažených potřeb
- 1 pokyny pro první pomoc

VÝDEJNÍK  
NA NÁPLASTI  
Z VNĚJŠÍ  
STRANY



DRŽÁK  
NA ZEĎ  
REF 51000008

Konzole na zeď drží  
kufrík na svém místě.  
Velikost: Š 215 x  
V 29 x H 13 cm



# CEDERROTH SADA NA PRVNÍ POMOC VELKÁ

Dobře vybavená lékárníčka na první pomoc v kufríku z tvrdého a trvanlivého materiálu, který chrání obsah před prachem a vlhkostí. Lékárníčku snadno uchopíte za rukojeť. Všechny prostředky jasně vidíte, protože jsou zabaleny do průhledných plastových kapes. I ve chvílích, kdy se počítá každá sekunda, snadno najdete prostředek, který potřebujete. Prostor pro zásoby podle vašich potřeb.



## LÉKÁRNIČKA VELKÁ CEDERROTH

REF 390102

Rozměry: Š 31 x V 25 x H 8 cm

- 3 obvazy k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1910)
- 2 obvazy mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1911)
- 2 sterilní metalizované obklady Cederroth 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 síťové obvazy (REF 1893)
- 1 obklady s gelem na popáleniny Cederroth (REF 901900)
- 2 náplasti Salvequick (REF 1880)
- 1 modré pěnové bandáže 6 cm x 40 cm (REF 666150)
- 10 čistících ubrousků Salvequick (REF 1880)
- 2 obinadla Cederroth 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 resuscitační rouška (REF 2596)
- 2 páry rukavic (REF 2596)
- 2 čistící ubrousky na ruce Salvequick (REF 2596)
- 1 trojčipý šátek (REF 1889)
- 1 nouzová přikrývka (REF 1892)
- 1 nůžky (REF 270002) 1 pokyny pro první pomoc
- 1 seznam obsažených potřeb

*První pomoc je na cestě – vždy připravena ošetřit nouzový případ.*





## NÁHRADNÍ NÁPLNĚ



NOVINKA!

### Gelový sprej na popáleniny Cederoth 100 ml REF 51011005

Gel na bázi vody pro menší popáleniny, opaření, spálení sluncem a poškození po ozařování. Působí jako dočasná ochranná bariéra, která ochlazuje a uklidňuje kůži a poskytuje úlevu od bolesti. Jednoduše se aplikuje (gel v aerosolovém výdejníku) a lze jej použít několikrát.



### Obklad s gelem na popáleniny Cederoth REF 901900

Krytí nabízí rychlé ochlazení a účinnou úlevu od bolesti při popáleninách a spálení sluncem. Obklad s gelem na popáleniny Cederoth chladí stejně jako vlažná voda, urychluje proces hojení. Rozpustný ve vodě. Sterilní krytí 100 x 100 mm, 2 krabice.



### Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederoth REF 1910

Sterilní univerzální krytí se čtyřmi funkcemi: ochrana proti otlacení, ochranné krytí, dočasné podpůrné krytí a krytí popálenin.



### Obvaz mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederoth REF 1911

Sterilní univerzální krytí se čtyřmi funkcemi, vhodné zejména na prsty na ruce a nohou.



### Čistící sprej na oči a rány Cederoth REF 726000

Sprej 150 ml určený k výplachu a vyplavení prachu z očí a ran. Sprej je možné použít několikrát a zůstává až do poslední kapky sterilní. Doba trvanlivosti 5 let.



### Čistící ubrousky na poranění Salvequick REF 323700

Ubrousky na čištění ran Salvequick vás zbaví vaty a lahviček s antiseptickými roztoky. Sterilní, jednotlivě balené.



### Čistící ubrousky na poranění Salvequick REF 3227

Přípravek na čištění ran Salvequick vás zbaví vaty a lahviček s antiseptickými roztoky. Sterilní, jednotlivě balené. Náhradní náplň do zásobníku náplastí a péče o rány.



### Ochranná sada Cederoth REF 2596

Tento výrobek snižuje riziko kontaktu mezi pomáhající osobou a zraněnou osobou. Obsahuje dýchací masku, 2 páry rukavic a ubrousky na mytí a dezinfekci rukou Cederoth.



### Modrá pěnová bandáž Cederoth REF 676100

Samoadhezivní náplasti neobsahující lepidlo. Můžete je snadno natrhat na velikost, jakou potřebujete. Vhodné pro jakýkoliv druh rány v horkém, studeném, vlhkém a suchém prostředí. Drží i ve vodě.



NOVINKA!  
4,5m

### Modrá pěnová bandáž Cederoth 4,5 m REF 51011010

Samoadhezivní náplasti neobsahující lepidlo. Můžete je snadno natrhat na velikost, jakou potřebujete. Vhodné pro jakýkoliv druh rány v horkém, studeném, vlhkém a suchém prostředí. Drží i ve vodě. Náhradní náplň do zásobníku péče o rány Cederoth.

### ÚPLNÁ NÁPLŇ PRO STANICI PRVNÍ POMOCI CEDEROTH REF 51011002

- 2 obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederoth (REF 1910)
- 3 obvaz mini k zastavení krvácení 4 v 1 (REF 1911)
- 1 ochranná sada Cederoth (REF 2596)
- 1 (x 45) plastových náplastí Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 40) textilních náplastí Salvequick (REF 6444)
- 1 (x 20) čistících ubrousků na poranění Salvequick (REF 323700)
- 1 čistící sprej na oči a rány (REF 726000)
- 1 (x 2) obklady s gelem na popáleniny Cederoth (REF 901900)
- 1 klíč pro doplňování zásob





# SALVEQUICK ZÁSObNÍK NÁPLASTÍ

Ve výdejníku Salvequick zatáhnete za náplast směrem dolů, což brání tomu, že byste jakékoliv nečistoty nebo krev zanesli na jiné náplasti. Výdejník Salvequick a náplasti Salvequick jsou kompletním, snadno použitelným systémem. Náplasti jsou vždy k dispozici, připravené k použití. Náhradní náplně jsou uzavřené, aby se předešlo jakémukoliv odpadu.



## ZÁSObNÍK NÁPLASTÍ SALVEQUICK REF 490700

Rozměry: Š 23 x V 12 x H 5,5 cm

- 1 (x 40) textilních náplastí (REF 6444)
- 1 (x 45) plastových náplastí (REF 6036)
- 1 klíč



### Plastové náplasti Salvequick REF 6036

Každá náhradní náplň obsahuje 45 náplastí (27 náplastí 72 x 19 mm a 18 náplastí 72 x 25 mm). V balení je 6 náplní.



### Textilní náplasti Salvequick REF 6444

Každá náhradní náplň obsahuje 40 náplastí (24 náplastí 72 x 19 mm a 16 náplastí 72 x 25 mm). V balení je 6 náplní.



### Extra velké náplasti Salvequick Textilní náplast REF 6470

Každá náhradní náplň obsahuje 21 náplastí (14 náplastí 80 x 30 mm a 7 náplastí 80 x 60 mm). V balení je 6 náplní.



### Textilní náplasti na konečky prstů Salvequick REF 6454

Každá náhradní náplň obsahuje 15 náplastí (87 x 56 (23) mm). V balení je 6 náplní.



### Dlouhé textilní náplasti na prst Salvequick REF 6496

Mimořádně dlouhé textilní náplasti, měkké a elastické. Rozměry: 120 x 20 mm. Každá náhradní náplň obsahuje 30 dlouhých náplastí. V balení je 6 náplní.



### Dlouhé plastové náplasti na prst Salvequick REF 6096

Mimořádně dlouhé plastové náplasti, měkké a elastické. Rozměry: 120 x 20 mm. Každá náhradní náplň obsahuje 30 náplastí. V balení je 6 náplní.

## CEDEROTH ŠTÍTKY S OZNAČENÍM PRVNÍ POMOCI



### Štítek s křížem první pomoci REF 1738

Oboustranný a fluorescenční.  
200 x 200 mm



### Štítek se šipkou označující směr úniku REF 1735

Oboustranný a fluorescenční.  
200 x 200 mm



### Štítek označující roztok pro výplach očí REF 1740

Oboustranný a fluorescenční.  
200 x 200 mm

Distributor:

HAPPY END

HAPPY END CZ, a.s.  
U Uranie 14a  
170 00 Praha 7  
www.happyend.cz

Orkla Care AB

(Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Švédsko  
Tel. +46 (0)8 590 963 25. firstaid@cederth.com www.firstaid.cederth.com