



PRVNÍ POMOC
**Stavebnictví
a výroba**



CEDERROTH

Stanice první pomoci

Základ vybavení pro první pomoc.

Obsahuje produkty, které mohou ošetřit mnoho typů zranění a mohou být také přizpůsobeny k uspokojení různých potřeb.

- Transparentní
- Snadné používání
- Snadné doplňování

Dávkořmč mĕkkĕ pĕny

Bĕřovĕ bandāř z mĕkkĕ pĕny Cederroth je elastickĕ samolepicĕ bandāř, kterĕ poskytuje maximĕlnĕ volnost pohybu.



Naskenujte QR kóđ ke spuřtĕnĕ instrukčĕnĕho filmu o stanici první pomoci Cederroth.



Stanice první pomoci Cederroth REF 51011026

Rozmĕry: ř 29 x V 56 x H 12 cm



- 2 obvazy k zastavenĕ krvĕcenĕ 4 v 1 Cederroth (REF 1910)
- 3 obvazy mini k zastavenĕ krvĕcenĕ 4 v 1 Cederroth (REF 1911)
- 1 (x 2) obklady s gelem na popĕleniny Cederroth (REF 901900)
- 1 řistĕcĕ sprej na oči a rĕny Cederroth 150 ml (REF 726000)
- 1 dĕvkovař mĕkkĕ pĕny Cederroth vřetnĕ Mĕkkĕ pĕnovĕ obvaz Cederroth bĕřovĕ, 2m x 6cm (REF 51011019)
- 1 zĕsobnĕk nĕplastĕ Salvequick vřetnĕ
- 1 (x 45) plastovĕ nĕplastĕ (REF 6036)
- 1 (x 40) textilnĕ nĕplastĕ (REF 6444)
- 1 (x 20) ubrouskĕ na ořetřĕnĕ ran Salvequick (REF 323700)
- 1 ochrannĕ sada Cederroth (REF 2596)
- 1 pokyny pro první pomoc
- 1 klĕř pro doplňovĕnĕ zĕsob

Vřroba

Vřrobnĕ prřmysl je oblastĕ s vysokĕm rizikem zĕvĕřnĕch nehod. Obvyklĕ rizika:

Nĕstroje a stroje: Obsluha velkĕch strojř, pouřĕvĕnĕ nĕstrojř a manipulace se zařĕzenĕm představujĕ znařnĕ riziko.

Chemickĕ lĕtky: Rozlĕtĕ, poruchy zařĕzenĕ a chyby obsluhy řasto zpřsobujĕ nehody. Zvlĕdĕnĕ procesř a manipulace s řdřřbovĕmi chemikĕliemi, mřřkami strojř, prřmyslovĕmi inkoustovĕmi tiskĕrnami a barvami představuje potenciĕlnĕ nebezpeřĕ, stejnĕ jako nabĕřĕnĕ vysokozdviřnĕch vozĕkř.

Popĕleniny: Horkĕ povrchy, horkĕ voda, pĕra, oheř a horkĕ kovy mohou zpřsobit popĕleniny. Je dřleřitĕ rychle chladit popĕleniny, aby se zabřnilo dalřĕmř řĕřĕnĕ nebo tĕřřřmř poranĕnĕ.

Stavebnĕtvĕ

Riziko vĕřnĕho zranĕnĕ je na stavenĕřĕ 3x vřřřĕ nĕř v jinĕch odvĕtvĕch. Obvyklĕ rizika:

Obsluha strojř a pouřĕvĕnĕ nĕstrojř: Nejřastĕřřmi nehodami jsou pĕdy a nehody spojenĕ s nĕstroji a stroji – vĕřřř stroje, ruřnĕ nĕstroje a noře.

Chemickĕ lĕtky: Cement a beton jsou zĕsaditĕ a korodujĕcĕ. Rychlĕ přístup k ořnĕmu vřplachu je v přĕpadĕ nehody klĕovĕ.

Svařovĕcĕ přĕce: Svařovĕcĕ přĕce mohou napřĕklad zpřsobit popĕleniny.



Naskenujte QR kóđ a dozvĕte se vĕce o rřřřnĕch odvĕtvĕch.

CEDERROTH Znařky

Mĕly by se rozmĕřit znařky, kterĕ ukazujĕ, kde se nachĕzĕj vybavenĕ první pomoci.


- Oboustrannĕ • Fotoluminiscenřnĕ • 20x20 cm



Křĕř první pomoci
REF 1738



řĕpka řunikovĕ cesty
REF 1735



Ořnĕ vřplach
REF 1740

Dřřĕk znařky
REF 1750

Přĕřuřenřstvĕ: Samolepicĕ plastovĕ dřřĕk k vystavĕnĕ nĕřtĕnnĕch znařek.

CEDERROTH

Stanice pro výplach očí

Neutralizační roztok zvyšuje šanci na záchranu vašich očí!

Roztok k výplachu očí Cederroth působí tak, že neutralizuje hodnotu pH v očích, tj. neutralizuje účinek zásaditých nebo kyselých látek stříknutých do očí, který má rychlejší účinky než běžný roztok chloridu sodného.*

- Pokud máte nehodu s látkou, která obsahuje vápník (například cement, beton nebo vápenec), můžete bezpečně opláchnout oči pomocí očního výplachu Cederroth, protože je 100% bez fosfátů
- Integrovaný oční kalíšek přivádí tekutinu do okna bez zbytečného odtékání jinými směrem. Oční kalíšek pomáhá udržovat oko otevřené při vyplachování
- Lahve se automaticky otevrou, když je vytočíte z držáků, což umožňuje okamžité oplachování
- **Doba trvanlivosti** 4,5 roku

Neutralizační účinek#



Stanice pro výplach očí Cederroth
REF 721500

Rozměry: Š 29 x V 56 x H 12 cm

- 2 výplach očí Cederroth á 500 ml (REF 725200)
- 1 zásobník náplastí Salvequick včetně
 - 1 (x 40) textilních náplastí (REF 6444)
 - 1 (x 45) plastových náplastí (REF 6036)
- 1 ks pokynů k výplachu očí
- 1 klíč k dávkovači

Obecně je účinnější na zásady než na kyseliny.

Naskenujte QR kód ke spuštění instruktážního filmu o očním výplachu Cederroth.



CEDERROTH

Výplach očí



Skříňka na oční výplach Cederroth, REF 51011040

Kompaktní skříňka na oční výplach chráněná proti prachu a vodě.

Zahrnuje: 2 (x 500 ml) roztoku pro oční výplach Cederroth 500 ml (REF 725200).
Fluorescenční instruktážní značka.
Rozměry: Š 19 x V 30 x H 9 cm.



Cederroth výplach očí REF 725200

Neutralizační roztok pro výplach očí Cederroth 2 x 500 ml. K jednorázovému použití.
Doba trvanlivosti 4,5 roku.



Vyhřívaná skříňka Cederroth REF 790400

Tato vyhřívaná skříňka je navržena pro skladování dvou lahví roztoku pro výplach očí Cederroth v chladném prostředí. Skříňka udržuje teplotu roztoku pro výplach očí na +20 °C, i když je venkovní teplota až -20 °C. Je vyrobena z izolovaného, odolného a chemicky rezistentního EPP a má termostatický topný prvek z hliníku. Funguje automaticky s napětím 12 V a 24 V, aniž by bylo potřeba dalšího vybavení (230 V s transformátorem). Zástrčka pro zásuvky zapalovačů cigaret v autech a kamionech. Napěťová ochrana. Testováno na elektrickou bezpečnost a označeno CE. Roztok na výplach očí se musí objednat samostatně (REF 725200).
Rozměry: Š 28 x V 32 x H 13 cm.



Kapesní výplach očí Cederroth, REF 7221

235 ml neutralizačního roztoku na výplach očí. Má rychlejší účinky než běžný roztok chloridu sodného. Jednorázové použití.
Doba trvanlivosti 4,5 roku.

Pouzdro na kapesní výplach očí, REF 720300

Zelené nylonové pouzdro s poutkem na opasek pro kapesní model přípravku na výplach očí Cederroth (REF 7221).

* Od léta 2025 bude plast ve stanicích první pomoci a dávkovačích Cederroth vyroben z více než 92 % z recyklovaného plastu.

* Od léta 2025 bude plast ve stanicích na výplach očí Cederroth vyroben z více než 87 % z recyklovaného plastu a skříňky na výplach očí z více než 78 % z recyklovaného plastu.

CEDERROTH

Lékárnička extra velká

Robustní a odolná sada pro první pomoc, vyrobená z tvrdého plastu s dávkovačem náplastí na vnější straně.

- Krabice chrání před nárazy, prachem a vlhkem
- Přehledné
- Červené štítky na náhradní náplně ukazují, kde musíte doplnit materiál
- Prostor pro roztok na výplach očí nebo jiné potřeby dle vašeho výběru



Výdejník
na náplasti
z vnější
strany



Lékárnička extra velká

REF 390103

Rozměry: Š 42 x V 11,8 x H 30 cm

- 3 obvazy k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1910)
- 4 obvazy mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (REF 1911)
- 45 plastových náplastí Salvequick (REF 6036)
- 40 textilních náplastí Salvequick (REF 6444)
- 10 čistících ubrousků Salvequick (REF 510005534)
- 2 obklady s gelem na popáleniny (REF 901900)
- 2 modré pěnové bandáže Cederroth 6 cm x 40 cm (REF 51011023)
- 1 čistící sprej na oči a rány Cederroth (REF 726000)
- 2 obinadla 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 3 sterilní metalizované obklady Cederroth 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 síťové obvazy (REF 1893)
- 2 obinadla 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 chladicí obklad Salvequick (REF 219600)
- 1 resuscitační rouška (REF 2596)
- 4 páry rukavic (REF 2596)
- 4 čistící ubrousky na ruce Salvequick (REF 2596)
- 1 nouzová příkrývka (REF 1892)
- 1 nůžky (REF 270002)
- 1 pinzeta (REF 1875)
- 1 seznam obsažených potřeb
- 1 pokyny pro první pomoc



Držák na zeď
REF 51000008

První pomoc s produkty první pomoci Cederroth může poskytnout kdokoliv. Naše produkty jsou navrženy jednoduše a jsou dodávány s jasnými pokyny, což znamená, že je může použít každý, kdekoli a v každé situaci.

CEDERROTH

Lékárnička velká

Dobře vybavená lékárnička
z hrubého a odolného materiálu.

- Chrání obsah před prachem a vlhkostí
- Snadno uchopitelné madlo
- Všechny produkty jsou viditelné, protože jsou zabaleny v průhledných plastových kapsách
- Prostor pro vaše vlastní materiály



Lékárnička velká Cederroth

REF 390102

Rozměry: Š 31 x V 24,7 x H 8 cm

3 obvazy k zastavení krvácení 4 v I Cederroth (REF 1910)
2 obvazy mini k zastavení krvácení 4 v I Cederroth (REF 1911)
2 sterilní metalizované obklady Cederroth 20 x 40 cm (REF 1893)
1 síťové obvazy (REF 1893)
1 obklady s gelem na popáleniny Cederroth (REF 901900)
20 náplastí Salvequick (REF 510005534)
1 modré pěnové bandáže 6 cm x 40 cm (REF 51011023)
10 čistících ubrousků Salvequick (REF 510005534)
2 obinadla Cederroth 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 trojčipý šátek (REF 1889)
1 resuscitační rouška (REF 2596)
2 páry rukavic (REF 2596)
2 čistících ubrousky na ruce Salvequick (REF 2596)
1 nouzová přikrývka (REF 1892)
1 nůžky (REF 270002)
1 pokyny pro první pomoc
1 seznam obsažených potřeb

Příslušenství:

Držák na zeď (REF 190400)



CEDERROTH

Velká lékárnička na popáleniny

Mobilní lékárnička s produkty pro
ošetření popálenin.

- Produkty s gelem na popáleniny poskytují chlazení a úlevu od bolesti
- Obvazy s gelem na popáleniny jsou dostupné ve 3 velikostech
- Vhodné pro pracoviště s vysokým rizikem popálenin



Velká lékárnička na popáleniny

REF 51011013

Rozměry: Š 31 X H 25 X V 8 cm

1 gel na popáleniny 100 ml (REF 51011005)
1 obklad a maska na popáleniny 30 x 40 cm (REF 51011014)
4 obklady na popáleniny 10 x 10 cm (REF 901900)
2 obklady na popáleniny 20 x 20 cm (REF 51011015)
1 obvaz k zastavení krvácení Cederroth 4 v I (REF 1910)
1 síťový obvaz
6 obinadel
2 páry rukavic
1 zdravotnické nůžky (REF 270002)
1 seznam obsažených věcí
1 pokyny pro první pomoc

Příslušenství:

Držák na zeď (REF 190400)



CEDERROTH

Dávkoř mĕkkĕho řĕnovĕho obřazu 2 v 1

Novinka!



reddot winner 2025
innovative design



**Modřá řĕnová bandāř Cederroth
6 cm x 4,5 m, REF 51011010**

Vhodnĕ pro vřechny drobnĕjří rāny.
Takĕ k dispozici v bĕřovĕ a ĕernĕ barvĕ.



**Modřá řĕnová bandāř Cederroth
3 cm x 4,5 m, REF 51011022**

Vhodnĕ na prsty na rukou a nohou.
Snadnĕ k omotānĕ kolem malĕch rukou
nebo pro drobnĕjří rāny. Takĕ k dispozici
v bĕřovĕ barvĕ.

Nynĕ s dvĕma rolemi ve dvou velikostech.

- Dvĕ velikosti pro flexibilnĕ pĕĕi o rāny
(6 cm x 4,5 m a 3 cm x 4,5 m)
- Snadnĕ pouřitĕ
- Integrovanĕ nŕř
- Snadnĕ zjiřtĕnĕ potřeba doplnĕnĕ
- Uzamĕenĕ dāvkoř, kterĕ se
snadno otevirā speciālnm klĕĕem



**Dāvkoř mĕkkĕho řĕnovĕho obřazu 2 v 1
REF 510004108**

Rozmĕry: ř 14 x V 12 x H 14 cm

I Modřá řĕnovā bandāř Cederroth 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)

I Modřá řĕnovā bandāř Cederroth 3 cm x 4,5 m (REF 51011022)

Nahrazuje REF 51011024.



Mĕkkĕ řĕnovĕ obřaz Cederroth:

- Vhodnĕ pro vřechny druhy malĕch ran v horkĕm,
studenĕm, mokřem nebo suchĕm prostředĕ; zŕstane
na svĕm mĕstĕ i ve vodĕ.
- Samolepicĕ a bez lepidla. To znamenā, ře se nepřilepĕ
na pokožku ani na vlasy.
- Bez latexu

CEDERROTH

Zāsobnĕk nāplastĕ a pĕĕe o rāny

- Vře, co potřeba k ořetřenĕ drobnĕch ran,
v praktickĕm dāvkoř
- Chyřrĕ doplnĕk ke stanicĕ pro prvnm pomoc

**Zāsobnĕk nāplastĕ a pĕĕe o rāny Cederroth
REF 51011006**

Rozmĕry: ř 30 x V 19 x H 14 cm

- I (x 40) ĕistĕcĕch ubrouskŕ na poranĕnĕ Salvequick (REF 3227)
- I modřā řĕnovā bandāř Cederroth 4,5 m (REF 51011010)
- I (x 40) textilnĕch nāplastĕ Salvequick (REF 6444)
- I (x 45) plastovĕch nāplastĕ Salvequick (REF 6036)
- I (x 21) extra velkĕch textilnĕch nāplastĕ Salvequick
(REF 6470)
- I klĕĕ pro doplřovānĕ zāsob



**Dezinfekce
ran
40 kusŕ**

**Integrovanĕ zāsobnĕk
modřĕ řĕnovĕ bandāře
v roli 4,5 m**

**3 nāplnĕ nāplastĕ
Vydřrĕ dĕle**

* Od lĕta 2025 bude plast ve stanicĕch prvnm pomocĕ a dāvkořech Cederroth vyroben z vĕce nĕř 92 % z recyklovanĕho plastu.

Náplně



Měkký pěnový obvaz Cederroth běžový 6 cm x 4,5 m, REF 51011020

Samolepicí náplasti neobsahují lepidlo a můžete je snadno natrhat na velikost, jakou potřebujete. Vhodné pro jakýkoliv druh rány v horkém, studeném, vlhkém a suchém prostředí. Drží na svém místě i ve vodě. Náplň do dávkovače měkkého pěnového obvazu 2 v 1.



Měkký pěnový obvaz Cederroth černý 6 cm x 4,5 m, REF 51011021

Samolepicí náplasti neobsahují lepidlo a můžete je snadno natrhat na velikost, jakou potřebujete. Vhodné pro jakýkoliv druh rány v horkém, studeném, vlhkém a suchém prostředí. Drží na svém místě i ve vodě. Náplň do dávkovače měkkého pěnového obvazu 2 v 1.



Měkký pěnový obvaz Cederroth běžový 3 cm x 4,5 m, REF 51011018

Samolepicí náplast bez lepidla, která se nepřilepí na pokožku ani vlasy. Vhodné na prsty na ruku a nohou. Snadné k omotání kolem malých rukou nebo pro drobnější rány. Náplň do dávkovače měkkého pěnového obvazu 2 v 1.



Měkký pěnový obvaz Cederroth běžový, 6 cm x 2 m, REF 51011019

Samolepicí náplasti neobsahují lepidlo a můžete je snadno natrhat na velikost, jakou potřebujete. Vhodné pro jakýkoliv druh rány v horkém, studeném, vlhkém a suchém prostředí. Drží na svém místě i ve vodě. Náplň do stanice první pomoci.




Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth, REF 1910

Sterilní univerzální obvaz se čtyřmi funkcemi. Tlakový polštářek pro silné krvácení. Ochranný obvaz pro povrchové rány. Obvaz na popáleniny se speciálním povrchem chránícím ránu. Dočasný podpurný obvaz. Jasně pokyny jsou vytištěny přímo na obalu.



Obvaz mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth, REF 1911

Sterilní univerzální obvaz speciálně vhodný pro prsty na ruku a nohou. Jasně pokyny jsou vytištěny přímo na obalu.



Obklad s gelem na popáleniny Cederroth 10x10 cm, REF 901900

Krytí nabízí rychlé ochlazení a účinnou úlevu od bolesti při popáleninách a spálení sluncem. Obklad s gelem na popáleniny Cederroth chladí stejně jako vlažná voda, urychluje proces hojení.



Gelový sprej na popáleniny Cederroth 100ml, REF 51011005

Gel na bázi vody pro menší popáleniny, opaření, spálení sluncem a poškození po ozařování. Působí jako dočasná ochranná bariéra, která ochlazuje a uklidňuje kůži a poskytuje úlevu od bolesti. Jednoduše se aplikuje a lze jej použít několikrát.



Ochranná sada Cederroth REF 2596

Tento výrobek snižuje riziko kontaktu mezi pomáhající osobou a zraněnou osobou. Obsahuje dýchací masku, 2 páry rukavic a ubrousky na mytí a dezinfekci rukou Cederroth.



Čistící sprej na oči a rány Cederroth REF 726000

Sprej 150 ml určený k výplachu a vyplavení prachu z očí a ran. Sprej je možné použít několikrát a zůstává až do poslední kapky sterilní. Doba trvanlivosti 5 let.



Čistící ubrousky na poranění Salvequick 40 kusů, REF 3227

Ubrousek na ošetření ran Salvequick nahrazuje vatou a lahve s dezinfekčním roztokem na rány. Obsah: 40 čistících ran Salvequick s 0,9% roztokem chloridu sodného. Lze použít v dávkovači péče o rány Cederroth.



Čistící ubrousky na poranění Salvequick 20 kusů, REF 323700

Ubrousek na ošetření ran Salvequick nahrazuje vatou a lahve s dezinfekčním roztokem na rány. Obsah: 20 čistících ran Salvequick s 0,9% roztokem chloridu sodného. Lze použít ve stanici první pomoci Cederroth.



Úplná náplň pro stanici první pomoci Cederroth REF 51011039

- 2 obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (1910)
- 3 obvaz mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth (1911)
- 1 (x 2) obklad s gelem na popáleniny Cederroth (REF 901900)
- 1 čistící sprej na oči a rány Cederroth (REF 726000)
- 1 měkký pěnový obvaz Cederroth běžový 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 ochranná sada Cederroth (REF 2596)
- 1 (x 20) čistící ubrousky na poranění Salvequick (REF 323700)
- 1 (x 45) plastové náplasti Salvequick (REF 6036)
- 1 (x 40) textilní náplasti Salvequick (REF 6444)
- 1 klíč k dávkovači

SALVEQUICK

Zásobník náplastí



Ve výdejníku Salvequick zatáhnete za náplast směrem dolů, což brání tomu, že byste jakékoliv nečistoty nebo krev zanesli na jiné náplasti. Výdejník Salvequick a náplasti Salvequick jsou kompletním, snadno použitelným systémem. Náplasti jsou vždy k dispozici, připravené k použití. Náhradní náplně jsou uzavřené, aby se předešlo jakémukoliv odpadu.

Zásobník náplastí Salvequick, REF 490700
Rozměry: Š 23 x V 12 x H 5,5 cm

I (x 40) textilních náplastí (REF 6444)
I (x 45) plastových náplastí (REF 6036)
I klíč



Plastové náplasti Salvequick
REF 6036

Každá náhradní náplň obsahuje 45 náplastí (27 náplastí 72 x 19 mm a 18 náplastí 72 x 25 mm). V balení je 6 náplní.



Textilní náplasti Salvequick
REF 6444

Každá náhradní náplň obsahuje 40 náplastí (24 náplastí 72 x 19 mm a 16 náplastí 72 x 25 mm). V balení je 6 náplní.



Extra velké textilní náplasti
Salvequick, REF 6470

Každá náhradní náplň obsahuje 21 náplastí (14 náplastí 80 x 30 mm a 7 náplastí 80 x 60 mm). V balení je 6 náplní.



Textilní náplasti na konečky
prstů Salvequick, REF 6454

Každá náhradní náplň obsahuje 15 náplastí (87 x 56 (23) mm). V balení je 6 náplní.

SALVEQUICK

Rentgenem detekovatelná náplast

Modré rentgenem detekovatelné náplasti, speciálně navržené pro použití v potravinářském průmyslu. Náplasti jsou detekovatelné jak rentgenem, tak detektory kovu.



Dávkovač rentgenem detekovatelných náplastí
Salvequick, REF 510003295
Rozměry: Š 23 x V 12 x H 5,5 cm

2 (x 30) rentgenem detekovatelná náplast
(REF 510003320)
I klíč



Rentgenem detekovatelná
náplast, REF 510003320

Každá náhradní náplň obsahuje 30 náplastí (18 náplastí 72 x 19 mm a 12 náplastí 72 x 25 mm). V balení je 6 náplní.



Distributor:



Recyklovaný plast dostává nový život v produktech pro první pomoc

* Od roku 2022 je zelený plast ve stanicích a dávkovačích Cederroth vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu. Nyní podnikáme další krok a začínáme nahrazovat plast v průhledných dvířkách 100% recyklovaným plastem. Od léta 2025 bude plast ve stanicích první pomoci a dávkovačích Cederroth vyroben z více než 92 % z recyklovaného plastu. Použití recyklovaného plastu snižuje dopad na klima ve srovnání s použitím nově vyrobeného plastu. **Přečtěte si více o naší cestě k udržitelnosti na webové stránce cederroth.com.**



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Švédsko
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederth.com www.cederth.com